




RESPIRATORY[®]
LINE



RESPIRATORY[®]
LINE



MEDINET
Evoluzione e Qualità

Medinet S.r.l. - via Londonio, 12 - 20154 Milano Italy



MEDINET
Evoluzione e Qualità

RESPIRATORY

The RESPIRATORY line is formed by four respiratory assist devices developed for medical use.

Entirely designed and made in Italy.

La linea RESPIRATORY, formata da quattro dispositivi incentivatori della respirazione per utilizzo medico.

Disegnate e prodotte interamente in Italia

RESPIVOL

INSPIRATION TRAINER
INCENTIVATORE VOLUMETRICO

Respivol is a single patient medical device to incentive deep and prolonged inspiration in patients suffering from all kind of restrictive and/or obstructive respiratory diseases.

Respivol è un dispositivo medico mono paziente per incentivare una profonda e prolungata inspirazione in pazienti che soffrono di tutti i tipi di malattie respiratorie (restrittive e/o ostruttive).

Every Respivol is individually packed in a plastic bag. Master carton of 10 bags.

Ogni Respivol è confezionato in un sacchetto di plastica e posto in un box da 10 sacchetti.

PRODUCT REF. SOFT 2500CC 1510007102
PRODUCT REF. ADULT 5000CC 1510007202
ARTICOLO PRODOTTO SOFT 2500CC 1510007102
ARTICOLO PRODOTTO ADULT 5000CC 1510007202

CE CLASS 1 - NON STERILE WITHOUT A MEASURING FUNCTION
CLASSE 1 - NON STERILE SENZA FUNZIONE DI MISURA



RESPIPROGRAM

EXERCISE THE RESPIRATION THROUGH INSPIRATION
ESERCITA LA RESPIRAZIONE MEDIANTE L'INSPIRAZIONE

Single-patient device to practice breathing by inhaling.

How to use:

Raising two or three balls by deep inspiration following the directions of the specialist physician, hold your breath for as long as possible and exhale after removing the mouthpiece.

Dispositivo monopaziente per esercitare la respirazione mediante l'inspirazione.

Modalità d'uso:

Alzare due o tre sfere per mezzo dell'inspirazione profonda seguendo le indicazioni del medico specialista, trattenere il respiro il più a lungo possibile ed espirare dopo aver rimosso il boccaglio.

Every Respirogram is individually packed in a plastic bag. Master carton of 24 bags.

Ogni Respirogram è confezionato in un sacchetto di plastica e posto in un box da 24 sacchetti.

PRODUCT REF. 1510002001
ARTICOLO PRODOTTO 1510002001
CE CLASS 1 - NON STERILE WITHOUT A MEASURING FUNCTION
CLASSE 1 - NON STERILE SENZA FUNZIONE DI MISURA



RESPILIFT

MULTI-FUNCTIONAL INCENTIVATORY
INCENTIVATORE MULTIFUNZIONALE

RESPILIFT is a single-patient device for the exercise and stimulation of the deep breathing. It is made of 2 one-way valves, one of which is producing a visual movement. RESPILIFT can be easily used by connecting it to another incentivator, Respirogram or Respivol, thus obtaining an inspiratory and expiratory movement without interruption.

RESPILIFT è un dispositivo monopaziente per l'esercitazione e l'incentivazione della respirazione profonda. RESPILIFT può essere utilizzato facilmente collegandolo ad un altro ricevitore, RESPIPROGRAM e RESPIVOL, ottenendo così un movimento inspiratorio ed espiratorio senza soluzione di continuità.

Every Respilift is individually packed in a plastic bag. Master carton of 50 bags.

Ogni Respirogram è confezionato in un sacchetto di plastica e posto in un box da 50 sacchetti.

PRODUCT REF. 1510008009
ARTICOLO PRODOTTO 1510008009
CE CLASS 1 - NON STERILE WITHOUT A MEASURING FUNCTION
CLASSE 1 - NON STERILE SENZA FUNZIONE DI MISURA



RESPIRATORY
LINE

MEDINET
Evoluzione e Qualità